

PCR Ethanol, 75%

75% ETYLALKOHOL V PCR H₂O
(katalogové číslo P044)

rev. 01/2017

Popis

Jedná se o 75% etylalkohol v ultračisté vodě (18 Mohm.cm, ultrafiltrovaná), ze které byly odstraněny RNázy působením diethylpyrokarbonátu a autoklávováním.

Technické údaje

Skladování

- Skladovat při teplotě 4°C ± 3°C.

Balení

- PCR Ethanol, 75% je dodáván v plastové lahvi se šroubovacím uzávěrem objemu 100 ml.

Kontrola kvality

- Každá šarže PCR Ethanolu, 75% je testována z hlediska absence RNáz v RT-PCR testu.

Kat. č.	Název výrobku a specifikace	Množství
P044	PCR Ethanol, 75%	100 ml

