

PCR vkládací pufr Yellow load

V KVALITĚ VHODNÉ PRO ANALÝZU PCR PRODUKTŮ
(katalogové číslo P064, P065)

rev. 01/2017

Popis

Vkládací „loading“ pufr jsou roztoky o vysoké hustotě, které usnadňují vkládání vzorků do jamek v gelu. PCR vkládací pufr Yellow load obsahuje žluté barvivo orange G, které migruje v oblasti jednotlivých nukleotidů. Na 10 µl PCR produktu se přidávají 2-3 µl vkládacího pufru.

Technické údaje

Skladování

- Skladovat při teplotě 4°C ± 3°C.

Balení

- PCR vkládací pufr Yellow load je dodáván ve zkumavkách o objemu 1,5 ml.

Kontrola kvality

- Každá šarže PCR vkládacího pufru Yellow load je testována na použití pro nanášení DNA fragmentů při elektroforéze v PCR agaróze (kat. č. P045).

Kat. č.	Název výrobku a specifikace	Množství
P064	PCR vkládací pufr Yellow load	1,5 ml
P065	PCR vkládací pufr Yellow load	5x 1,5 ml

