

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

Název výrobku: **Aptamer-Taq DNA polymeráza**

strana 1/1

Datum revize: 02.01.2022

Podle nařízení (ES) č. 1907/2006

---

1. Identifikace látky/přípravku a výrobce nebo dovozce

**1.1** Chemický název látky/obchodní název přípravku: **Aptamer-Taq DNA polymeráza**

**1.2** Katalogové číslo: **A025, A026, A027**

**1.3** Identifikace výrobce/dovozce: Top-Bio, s.r.o.  
Průmyslová 596  
252 50 Vestec  
tel: 603 476 934  
email: top-bio@top-bio.cz

**1.4** Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2,  
tel: 224919293, 224915402

---

2. Informace o složení látky nebo přípravku

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: **žádné**

Chemický název:

Obsah v (v %):

Číslo ES:

Sumární vzorec:

Molekulová váha:

---

3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

**3.1** Klasifikace látky nebo směsi

Podle směrnice (ES) č. 1272/2008 není nebezpečnou látkou ani směsí.

Není nebezpečnou látkou nebo směsí podle směrnic EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES.

**3.2** Prvky označení

V souladu se směrnicemi EK nebo příslušnými národními zákony nemusí být výrobek označen.

**3.3** Jiná rizika

Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší.

---

7. Pokyny pro zacházení a skladování

**7.1** Pokyny pro zacházení: dodržovat odpovídající laboratorní předpisy.

**7.2** Pokyny pro skladování: uchovávejte při teplotě  $-20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  do expirační doby uvedené na štítku, materiál snáší opakované rozmrazování

---

14. Informace pro přepravu

Pozemní přeprava: není nebezpečné.

ADR/RID: není nebezpečné.

---

15. Informace o právních předpisech

Látka: není nebezpečný dle předpisu (EU) č. 1907/2006.

---

16. Další informace

Tento bezpečnostní list je v souladu dle předpisu (EU) č. 1907/2006.

Všechny zde uvedené informace odpovídají aktuálnímu stavu našich vědomostí a zkušeností.

Charakterizují daný výrobek s ohledem na příslušná bezpečnostní opatření a nepředstavují záruku vlastnosti výrobku.

Naše produkty jsou zkoušeny a určeny jen pro laboratorní použití.

Na základě toho je zacházení s těmito látkami podřízeno obvyklým laboratorním bezpečnostním předpisům.