

PCR vkládací pufr

V KVALITĚ VHODNÉ PRO ANALÝZU PCR PRODUKTŮ
(katalogové číslo P048, P049)

rev. 04/2025

Popis

Vkládací „loading“ pufrы jsou roztoky o vysoké hustotě, které usnadňují vkládání vzorků do jamek v gelu. PCR vkládací pufr obsahuje barvivo, bromofenolovou modř a xylen cyanol, které usnadňují monitorování průběhu elektroforézy DNA fragmentů. Na 10 µl PCR produktu se přidávají 2-3 µl vkládacího pufru.

Technické údaje

Skladování

- Skladovat při teplotě 4°C ± 3°C.

Balení

- PCR vkládací pufr je dodáván ve zkumavkách o objemu 1,5 ml.

Kontrola kvality

- Každá šarže PCR vkládacího pufru je testována na použití pro nanášení DNA fragmentů při elektroforéze v PCR agaróze (kat. č. P045).

Kat. č.	Název výrobku a specifikace	Množství
P048	PCR vkládací pufr	1,5 ml
P049	PCR vkládací pufr	5x 1,5 ml

