

PCR H₂O

SPECIÁLNĚ UPRAVENÁ VODA PROSTÁ RNÁZ A DNÁZ
(katalogové číslo P042, P242, P442)

rev. 04/2025

Popis

Jedná se o ultračistou vodu (18 Mohm.cm, ultrafiltrovaná), ze které byly odstraněny RNázy působením diethylpyrokarbonátu a autoklávováním.

Technické údaje

Skladování

- Skladovat při pokojové teplotě.

Balení

- PCR H₂O se dodává ve zkumavkách se šroubovacím uzávěrem o objemu 15 ml (P042) a 10x 15 ml (P242)
- PCR H₂O box se dodává ve zkumavkách o objemu 50x 2.0 ml v plastové krabici (P442).

Kontrola kvality

- Každá šarže PCR H₂O je testována v RT-PCR testu.

Kat. č.	Název výrobku a specifikace	Množství
P042	PCR H ₂ O	15 ml
P242	PCR H ₂ O	10x 15 ml
P442	PCR H ₂ O box	50x 2.0 ml

