

PCR Ethanol, 96%96% ETYLALKOHOL
(katalogové číslo P054)

rev. 04/2025

Popis

Jedná se o 96% etylalkohol v kvalitě vhodné pro molekulární biologii.

Technické údaje**Skladování**

- Skladovat při teplotě $4^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$.

Balení

- PCR Ethanol, 96% je dodáván v plastové lahvi se šroubovacím uzávěrem o objemu 100 ml.

Kontrola kvality

- Každá šarže PCR Ethanolu, 96% je testována z hlediska precipitace RNA, která je následně testována v RT-PCR testu.

Kat. č.	Název výrobku a specifikace	Množství
P054	PCR Ethanol, 96%	100 ml

