

PCR vkladací pufr Edge

V KVALITĚ VHODNÉ PRO ANALÝZU PCR PRODUKTŮ
(katalogové číslo P062, P063)

rev. 04/2025

Popis

Vkladací „loading“ pufr jsou roztoky o vysoké hustotě, které usnadňují vkládání vzorků do jamek v gelu. PCR vkladací pufr Edge obsahuje bromofenolovou modř a umožňuje snadnou detekci a densitometrickou kvantifikaci DNA fragmentů v oblasti kolem 5 kb. Na 10 µl PCR produktu se přidávají 2-3 µl vkladacího pufru Edge.

Technické údaje

Skladování

- Skladovat při teplotě 4°C ± 3°C.

Balení

- PCR vkladací pufr Edge je dodáván ve zkumavkách o objemu 1,5 ml.

Kontrola kvality

- Každá šarže PCR vkladacího pufru Edge je testována na použití pro nanášení DNA fragmentů při elektroforéze v PCR agaróze (kat. č. P045).

Kat. č.	Název výrobku a specifikace	Množství
P062	PCR vkladací pufr Edge	1,5 ml
P063	PCR vkladací pufr Edge	5x 1,5 ml

